

FORMATION UTILISATEUR D'AUTOCLAVE

Objectifs :

Donner aux utilisateurs les connaissances nécessaires de la stérilisation à vapeur d'eau.



PROGRAMME

Les précautions d'usage :

- Identification des cycles
- Rangement du matériel à stériliser
- Lecture et interprétation des diagrammes
- Interprétation des alarmes
- Interruption et remise à zéro de l'appareil

Présentation et commentaires sur :

- Le test de Bowie-Dick
- Les intégrateurs Physico-chimiques

Remplacement des rouleaux et des rubans encres de l'imprimante

Remplacement des diagrammes et plumes de l'enregistreur



PEDAGOGIE

Lieu :

Les formations se dérouleront sur le site d'installation de l'autoclave

Supports :

Il sera remis à chaque stagiaire un dossier comportant :

- La mise en service du stérilisateur
- L'identification des cycles préprogrammés
- La présentation des éléments tels que tableau de commande, clavier, imprimante
- Nos recommandations d'utilisation
- Mise en place et utilisation de fiches de stérilisation
- Présentation des principes de la stérilisation à la vapeur d'eau
- Incidents et anomalies.

Validation des acquis

Afin de contrôler les connaissances des stagiaires, il leur sera proposé des mises en situations sur les autoclaves.



DESTINATAIRES

Cette formation s'adresse au personnel du milieu hospitalier et plus particulièrement au :

- Agent de stérilisation
- Responsable de stérilisation
- Responsable de Bloc
- Pharmacien

DUREE
1/2 Journée

EFFECTIFS
5 participants

FORMATEUR
Le Technicien COLUSSI chargé de l'installation.